



# AGROZOOTEC

## EQUIPAMENTOS ZOOTÉCNICOS

### AGROZOOTEC

#### EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA

RODOVIA MARECHAL RONDON 519  
ITU (SP)  
TEL - 11.4023-5438  
FAX - 11.4023-7443  
[www.agrozootec.com.br](http://www.agrozootec.com.br)

## VACINADORES DE FLUXO CONTÍNUO PARA AVICULTURA

### SERIE SERENA

OS VACINADORES DESTE MODELO SÃO COMPOSTOS DE PLÁSTICO E METAL. POSSUEM UMA VÁLVULA ESPECIAL DE ALTA PRECISÃO E EFICIÊNCIA PARA PEQUENAS DOSAGEM. ESTE TIPO DE VÁLVULA E A ESTRUTURA DA SERINGA FACILITAM SUA MANUTENÇÃO. A ALTÍSSIMA QUALIDADE DOS COMPONENTES DESTE PRODUTO TORNAM SUA DURABILIDADE EM USO BEM LONGA. APESAR DE SEU CUSTO SER ELEVADO É UMA SERINGA COM MELHOR RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO. O MODELO TRADICIONAL USADO EM AVICULTURA CONTÉM UMA MANGUEIRA QUE PODE SER CONECTADA DIRETAMENTE AO FRASCO.

#### VACINADOR SERENA CON MANGUEIRA

02.01.3320 - VACINADOR SERENA FLUXO CONTÍNUO 0,5ml - REGULAGEM 0,1 - 0,5ml

02.01.3321 - VACINADOR SERENA FLUXO CONTÍNUO 1ml - REGULAGEM 0,2 - 1ml



#### VÁLVULAS ESPECIAS DOS VACINADORES SERENA



## VACINADOR SERENA COM PORTA FRASCO POSTERIOR

02.01.3341 - VACINADOR SERENA FLUXO CONTÍNUO 1ml COM PORTA-FRASCOS POSTERIOR - REGULAGEM 0,2 - 1,0ml

02.01.3340 - VACINADOR SERENA FLUXO CONTÍNUO 0,5ml COM PORTA-FRASCOS POSTERIOR - REGULAGEM 0,1 - 0,5ml



**O VACINADOR SERENA COM PORTA FRASCO POSTERIOR PODE SER UTILIZADO PARA APLICAÇÕES COM FRASCO DE ATÉ 500ML.**

02.01.3350 - VACINADOR SERENA AUTOMÁTICO PARA BOUBA AVIÁRIA

**ESTA SERINGA É INDICADA PARA VACINAÇÃO DE BOLBA AVIÁRIA, PODENDO SUBSTITUIR A UTILIZAÇÃO DO TRADICIONAL ESTILETE.**



## SERENA DUPLA

02.01.3300 SERINGA AUTOMÁTICA PARA AVICULTURA DE DUPLA AGULHA SERENA 0,5-0,5 ML.  
COM REGULAÇÃO DOSAGEM.



TORNA POSSÍVEL A INJEÇÃO CONTEMPORÂNEA DE DOIS MEDICAMENTOS OU EM PONTOS DIFERENTES OU NO MESMO PONTO CAUSANDO MENOS STRESS AO ANIMAL.

REGULAGEM ENTRE 0,2 E 0,5 ML COM A MESMA QUANTIDADE EM AMBOS OS INJETORES. CONSIDERANDO A FORMA ESPECIAL DAS VÁLVULAS, NECESSITA DE POUCA PRESSÃO PARA A INJEÇÃO. RECARGA RÁPIDA E PRECISA. ENTREGUE COM 1 CONJUNTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E FRASCO DE VASELINA LÍQUIDA.

02.01.3301 SERINGA AUTOMÁTICA PARA AVICULTURA DE DUPLA AGULHA SERENA 0,5-0,5 ML. COM REGULAÇÃO DOSAGEM INDEPENDENTE

IDÊNTICA À ANTERIOR, MAS COM DOSAGEM REGULÁVEL POR CADA INJETOR INDIVIDUALMENTE.

## SERINGA VACINADORA MODELLO PRIMA

02.01.3100 SERINGA PRIMA PARA AVICULTURA 0,5 ML REG 0,1 ML FLUXO CONTÍNUO

A DOSAGEM É REGULÁVEL COM GRAUS DE REGULAÇÃO IMPRESSOS DE FORMA VISÍVEL NO CORPO DA SERINGA AO LADO DO CILINDRO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE.

ESTÁ COMPOSTA DE UM CONJUNTO DE MATERIAL PLÁSTICO MUITO RESISTENTE E METAL.

NÃO ESTÁ SUJEITA A CORROSÃO PROVOCADA PELOS COMPOSTOS QUÍMICOS PRESENTES NOS MEDICAMENTOS.

POSSÍVEL A DESMONTAGEM DAS PARTES DA SERINGA QUE NECESSITAREM DE LIMPEZA DEPOIS DO USO.

BICO LUER-LOCK IN UTILIZÁVEL COM OS TIPOS DE AGULHA DE USO CORRENTE.

EMPUNHADURA ERGONÔMICA. RECARGA RÁPIDA E PRECISA. CONSIDERADA A BOA PERFORMANCE DAS VÁLVULAS, A PRESSÃO NECESSÁRIA À INJEÇÃO É MÍNIMA. NÃO HÁ PERIGO DE ADERÊNCIA ENTRE CILINDRO E PISTÃO DEPOIS DO USO OU DE RUPTURA DO CILINDRO.

ENTREGUE COM 1 CONJUNTO DE PARTES DE REPOSIÇÃO + FRASCO DE ÓLEO DE VASELINA.

A APLICAÇÃO PERIÓDICA DE ÓLEO DE VASELINA OU VEGETAL NA GUARNIÇÃO DO PISTÃO IMPEDE A EXSICAÇÃO DA MESMA E PERMITE À SERINGA DE ESCORREGAR MELHOR.



## SOCOREX

PARA A AVICULTURA DISPONIBILIZAMOS O MODELO DE SERINGA SOCOREX QUE É A MAIS CONHECIDA NO SETOR.


02.01.3600 SERINGA PIPETADORA PARA AVICULTURA SOCOREX ML 0,5 REG 0,1 ML



02.01.3605 PEÇAS DE REPOSIÇÃO VIDRO + PISTÃO SERINGA AUTOMÁTICA. SOCOREX 0,5 ML.

02.01.3606 CONJUNTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEDAÇÃO-VÁLVULAS SER. AUT. SOCOREX 0,5 ML.

02.01.3610 REPARO DO VIDRO COMPATIVEL SERINGA AUTOMÁTICA SOCOREX 0,5ml (ECONOMICO)



## SERINGAS DESCARTÁVEIS

### SERINGAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS BD

02.01.1101	SERINGA DESC. 01 ML S/AGULHA BD
02.01.111A	SERINGA DESC. 01 ML C/AGULHA 13x0,38 BD
02.01.1103	SERINGA DESC. 03ML S/AGULHA B/SLIP BD
02.01.1203	SERINGA DESC. 03ML S/AGULHA B/L.L. BD
02.01.123A	SERINGA DESC.03ML C/AGULHA 25x7B/L.L. BD
02.01.1105	SERINGA DESC. 05ML S/AGULHA B/SLIP BD
02.01.1205	SERINGA DESC. 05ML S/AGULHA B/L.L. BD
02.01.125A	SERINGA DESC. 05ML C/AGULHA 25x7 B/LL BD
02.01.1110	SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA B/SLIP BD
02.01.1210	SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA B/L.L. BD
02.01.1120	SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA B/SLIP BD
02.01.1220	SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA B/LL BD
02.01.1260	SERINGA DESC. 60ML S/AGULHA B/SLIP BD



### SERINGAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS OUTRAS MARCAS

02.01.1301	SERINGA DESC. 01ML S/AGULHA
02.01.131A	SERINGA DESC. 01ML C/AGULHA 13x0,45
02.01.1303	SERINGA DESC. 03ML S/AGULHA B/SLIP
02.01.1403	SERINGA DESC. 03ML S/AGULHA B/L.L.
02.01.133A	SERINGA DESC. 03ML C/AGULHA 25x7 B/SLIP
02.01.143A	SERINGA DESC. 03ML C/AGULHA 25x7B/L.L.
02.01.1305	SERINGA DESC. 05ML S/AGULHA B/SLIP
02.01.1405	SERINGA DESC. 05ML S/AGULHA B/L.L.
02.01.135A	SERINGA DESC. 05ML C/AGULHA 25x7 B/SLIP
02.01.145A	SERINGA DESC. 05ML C/AGULHA 25x7 B/LL
02.01.1310	SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA B/SLIP
02.01.1410	SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA B/L.L.
02.01.1320	SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA B/SLIP
02.01.1420	SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA B/LL
02.01.1360	SERINGA DESC. 60ML S/AGULHA B/SLIP
02.01.1910	EQUIPO MACROGOTAS



## 2.5 AGULHAS PARA AVICULTURA

### AGULHAS HIPODÉRMICAS REUTILIZAVEIS QUADRADO BICO LUER-LOCK



CODIGO	MEDIDA	INDICATIVO DE UTILIZAÇÃO
02.05.1008	10x0,8	POEDEIRAS
02.05.1010	10x1,0	MATRIZES

## 2.3 AGULHAS DESCARTÁVEIS

02.03.3007	AGULHA DESCARTÁVEL 30x7,0	CX C/100
02.03.4012	AGULHA DESCARTÁVEL 40x12,0	CX C/100
02.03.4016	AGULHA DESCARTÁVEL 40x16,0	CX C/100



**02.02.0590 TESOURA PARA POST-MORTEM**



02.02.0151 PORTA AGULHAS MATHIEU 17 CM  
02.02.0151 PORTA AGULHAS MATHIEU 20 CM



02.02.0510 PINÇA DISSECAÇÃO 18 CM  
02.02.0511 PINÇA DISSECAÇÃO 20 CM



02.02.0505 PINÇA DENTE DE RATO 18 CM  
02.02.0506 PINÇA DENTE DE RATO 20 CM



02.02.0520 PINÇA HEMOSTÁTICA  
KELLY CURVA 18 CM



02.02.0521 PINÇA HEMOSTÁTICA  
KELLY RETA 18 CM



02.02.0530 PINÇA HEMOSTÁTICA  
KOECHER CURVA 18 CM



02.02.0531 PINÇA HEMOSTÁTICA  
KOECHER RETA 18 CM



02.02.0550 TESOURA CIRURGICA  
RETA PONTA ROMBA-FINA 17 CM



02.02.0551 TESOURA CIRURGICA  
RETA PONTA ROMBA-ROMBA 17 CM



02.02.0555 TESOURA CIRURGICA  
CURVA PONTA ROMBA-FINA 17 CM



02.02.0556 TESOURA CIRURGICA  
CURVA PONTA ROMBA-ROMBA 17 CM



## BALANÇAS

BALANÇAS DE MOLA COM VISOR TIPO RELÓGIO



CÓDIGO	PESO MÁXIMO KG	SUBDIVISÃO MÍNIMA GR.
05.01.1001	5	20
05.01.1002	10	50
05.01.1003	25	100

BALANÇAS DINAMOMÉTRICAS

CÓDIGO	PESO MÁXIMO KG.	SUBDIVISÃO MÍNIMA KG.
05.01.1101	10	0,25
05.01.1102	25	0,50



05.01.1203 BALANÇA ELETRÔNICA 25 kg

## IDENTIFICADORES

TINTAS MARCADORAS SPRAY PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOTES

- 01.03.0101 TINTA MARCADORA SPRAY 400ml. - VERMELHO
- 01.03.0102 TINTA MARCADORA SPRAY 400ml. - AZUL
- 01.03.0103 TINTA MARCADORA SPRAY 400ml. - VERDE

